

# Check List Meg

## 1. Avant l'arrivée du participant

- ☐ Démêler les électrodes
- ☐ Vérifier les branchements de l'audio
- ☐ Tester les triggers `./ check_partport.py`
- ☐ Générer une nouvelle liste en lançant le script `python script.py --subject x`
- ☐ Allumer la pièce de la MEG
- ☐ Mettre la MEG en position 68°
- ☐ Allumer le vidéoprojecteur
- ☐ Exécuter le script du vidéoprojecteur `./ ProPixxxsetup.sh`

## 2. Pendant la manip

- ☐ Proposer au participant d'aller aux toilettes si besoin car après pendant 2h pas possible
- ☐ Placer les 7 électrodes
- ☐ Pendant la pose expliquer la manip (*en tout il y aura un peu + d'1h30 d'audio...*)
- ☐ Placer les HPI
- ☐ Mettre gel dans électrodes
- ☐ Digitalisation des HPI et points additionnels
- ☐ Placer le siège de la MEG
- ☐ Lui dire de faire attention en s'asseyant (et s'installer bien au fond du siège)
- ☐ Bloquer le siège
- ☐ Lui donner les oreillettes et lui dire de les presser avant (pour la mémoire de forme)
- ☐ Effectuer les branchements à la MEG
- ☐ Mettre la tablette
- ☐ Monter le siège et lui dire de nous avertir quand sa tête touche
- ☐ Placer le vidéoprojecteur au niveau du scotch au sol
- ☐ Lui demander s'il arrive à bien lire et par la même occasion présenter les illustrations du petit Prince [[Illustrations-LPP.pdf](#)] (*dans les deux premiers audios l'auteur va mentionner des dessins, les voici*)
- ☐ Faire un test audio pour régler le volume `aplay small_chapters/ch28.wav`
- ☐ Lui dire que la croix sera là pour l'aider à ne pas balancer les yeux mais que ça ne doit pas être obsessionnel, le but étant de bouger le moins possible en regardant un point fixe ou dans le vide. La croix est juste là pour aider
- ☐ Lancer le script `. run-lpp-meg.sh` et prévenir dès qu'on enregistre pour avertir qu'il ne faut plus bouger
- ☐ Quand on n'enregistre pas, dire au sujet qu'il peut en profiter pour bouger/se redresser

## 3. Fin de l'expérience

- ☐ L'escorter jusqu'à l'IRM 3T avec sa fiche NIP
- ☐ Le raccompagner jusqu'aux vestiaires
- ☐ Remercier le participant
- ☐ Nettoyer électrodes & HPI
- ☐ [Remettre MEG en position liquéfaction si dernière manip de la journée]